




## **PELVI.LOC® PL-3DWP -XS, -S, -M, -L**



For sikker bruk av dette produktet må denne monterings- og bruksanvisningen leses før første gangs bruk



### **Bruksområde**

Denne **PELVI.LOC®** PL-3DWP Waterproof tjener til bedre posisjonering og tilbaketrekning av bekken for personer med nedsatt bevegelse på et sete, f.eks. dusjrullestol, badestol, rullestol, seteskall, behandlingsstol, rehab buggy, sportsutstyr

### **Beregnet pasientgruppe:**

- Barn, ungdom og voksne
- Kjønn: kvinner og menn

### **Mottakskontroll**

Pakk ut produktet helt og kontroller at forsendelsen er fullstendig og uten transportskader. Hvis du opplever at forsendelsen har en uventet feil, så:

1. Klag straks til transportøren
2. Få registrert skaden / feilen
3. Informer oss eller forhandleren din umiddelbart

### **Leveringsomfang**

- 1) 1 x **PELVI.LOC®** PL-3DWP -XS, -S, -M, -L, forhåndsmontert
- 2) 1 x Informasjon for online nedlasting av monterings- og bruksanvisningen

## Kombinasjon av medisinsk utstyr

Egnet som hjelpemiddel ved bruk av et bekkenbelte

### Montering



Monteringen må utføres av en person med spesialkunnskap

1. Plasser polsteret (a) henholdsvis på bekkenområdet/hoftebøyen, med tannbeltet (b) vendt oppover.
  - Logoen på polsteret ker dermed lesbar på venstre side.
2. Still inn avstanden til polsteret via tannbeltet (b) ved å bruke skrallespennene (e).
  - Hengslet på det perforerte beltet skal så legges midt mellom polstrene.
  - Trekk ut tannbeltet maksimalt så langt at to tenner bak hver av skrallespennene (c) er frie.
3. Så festes hullstroppen (f) til rammerøret på rullestolen
4. Stram tannbeltet (b) likt på begge sider slik at det fremdeles er plass til en håndflate mellom låret og polsteret.
5. Om nødvendig kan endene av tannbeltet avrundes. Puss endene av det kuttete tannbeltet om nødvendig. – Fare for personskade.
6. Kontroller at festet sitter godt og er låst på begge sider av tannbeltet.



### Bruksanvisning



### Sikkerhetsanvisninger

Til tross for den stabile konstruksjonen, er komponenter som låsebelter, tannbelter og polster utsatt for en viss mengde slitasje. Derfor anbefales det å gjennomføre en grundig inspeksjon av **PELVI.LOC®** PL-3DWP hver 3. måned. Ved inspeksjonen må du forsikre deg om at nagle- og skrueforbindelsene er sikre.

- Du må kontrollere at produktet er i brukbar stand og har riktig passform før bruk - fare for ulykke.
- Ikke lapp eller lim ødelagte deler som låsestropper (f) tannbelter (b) eller polstre (a) – fare for ulykke.
- Ikke sitt på polsteret – Fare for trykkpunkter spesielt på grunn av sperrene (c).
- Ikke løft rullestolen over **PELVI.LOC®** PL-3DWP – fare for ulykke.
- Pass på at hendene ikke kommer mellom det tannbeltet og rammen eller seterøret - fare for klemskader!

## Begrensninger i bruk / uønskede bivirkninger

- Ikke bruk **PELVI.LOC**® PL-3DWP hvis det er bloduttredelser, sår eller andre skader som ikke er grodd i området til polsteret – fare for personskader.
- Ikke bruk **PELVI.LOC**® PL-3DWP i tilfelle beintap, beinskjørhet eller alvorlige sirkulasjonsforstyrrelser - fare for personskade.
- Etter rengjøring må det påses at **PELVI.LOC**® PL-3DWP virker som den skal.
- En skadet **PELVI.LOC**® PL-3DWP bør skiftes ut umiddelbart – fare for ulykke.



### Advarsel:

- **PELVI.LOC**® PL-3DWP er ikke en del av sikkerhetssystemet for rullestolen og/eller brukeren ved transport av personer med nedsatt funksjonsevne i et kjøretøy.
- Når det gjelder produktansvar, kan verken produsenten eller distributøren holdes ansvarlig for skader eller risiko i tilknytning til barn uten tilsyn i forbindelse med produktet.

## Bruk

1. For å bruke **PELVI.LOC**® PL-3DWP legges polsteret (a) på låret



**Advarsel:** Forsikre deg om at det ikke er gjenstander under polsteret! På den måten unngår du smertefulle bloduttredelser.

2. Før så tannbeltet (b) gjennom den respektive sperren. For å gjøre dette, bruk den tilhørende skrallespennen (e).
3. Så strammes tannbåndet (b) så mye at det fremdeles er nok plass til å legge en håndflate mellom låret og polsteret.
4. Forsikre deg om at spennene (c) griper inn i tennene på tannbeltet.
  - Gjennomfør en strekkprøve.

Hvis posisjoneringssystemet løsner utilsiktet mens du bruker **PELVI.LOC**® PL-3DWP, kan dette avhjelpes ved å stramme spennen på nytt.

**For å åpne **PELVI.LOC**® PL-3DWP**, trykk på spennen (c) og trekk ut tannbeltet.

- Pass på at polstrene ikke kommer inn mellom eikene på drivhjulet.

## Rengjøring og desinfisering

- Desinfeksjon med tørkeserviett med ISOPROPANOL 70 %
- Ikke bruk løsemidler som aceton eller white spirit.

## Vedlikehold

**PELVI.LOC**® PL-3DWP må regelmessig sjekkes for skader og funksjonalitet.

## Reparasjon

Defekt **PELVI.LOC**® må skiftes ut omgående.

## Avfallsbehandling

- Emballasjen til enheten kan gjenvinnes.
- Metalldelene kan kastes i metallavfall, og er gjenvinnbare.
- Plastmaterialene er gjenvinnbare.
- Avfallshåndteringen må skje i henhold til respektive forskrifter på stedet.
- Spør lokalt / kommunen om lokale avfallsselskaper.



## Tekniske data

	<b>XS</b>	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>L</b>
<b>Setebredde (cm)</b>	16 – 24	20 – 32	30 – 40	36 – 46
<b>Polstringsstørrelse (cm)</b>	18 x 11	20 x 12	23 x 13,5	27,0 x 13,5
<b>Vekt (g)</b>	200	220	260	320
<b>Forutbestemt bruddpunkt (ca. kg)</b>	60	60	80	80

<b>Størrelse tannbånd XS - S</b>	1,9 x 0,2 x 17,0 cm
<b>Størrelse tannbånd M – L</b>	2,4 x 0,2 x 17,0 cm
<b>Materiale</b>	EVA, lukkede porer

Produktet er  
latexfritt



## Garanti

Vi aksepterer garantien for dette produktet i samsvar med gjeldende lovbestemmelser. Den gjelder materiale og produksjonsfeil. Utelukket fra dette er slitasjedeler og deler / delegrupper som er utsatt for normal slitasje, samt skader som skyldes overdreven bruk, "feil bruk", voldelig skade eller uautorisert modifisering / reparasjon. Ved garantikrav, kontakt spesialistforhandleren du kjøpte dette produktet fra. Av hensyn til produktansvar, må reparasjon, vedlikehold og reparasjonsarbeid kun utføres av autoriserte spesialforhandlere som bruker originale reservedeler.



### Produsent:

A2J GmbH  
Am Fuchsberg 13  
D-87452 Altusried  
Tlf.: +49 (08373) 987269  
Faks: +49 (08373) 987276  
e-post: info@a2j-intl.com  
Internett: [www.a2j-intl.com](http://www.a2j-intl.com)



Dette produktet er i samsvar med de grunnleggende bestemmelsene i EUs forskrift 93/42/EU om medisinske produkter.

Versjon 01.05.2019

Tekniske endringer forbeholdes