

A2U GmbH

Technik die verbindet

WATERPROOF

jetzt in vier Größen
XS / S / M / L
schwarz und weiß



**Stabilität und Komfort
in 3D - Technik**

PELVI.LOC®



Technik die verbindet

PELVI.LOC[®]

PL-3DWP-BL

Wasserfester Becken-Retraktions-Gurt in Farbe schwarz



WATERPROOF

PL-3DWP-WH

Wasserfester Becken-Retraktions-Gurt in Farbe weiß



WATERPROOF

Ausführung

Geschlossenporiges Spezialmaterial, wasserundurchlässig und wasserabweisend! Die Becken-Pelotten sind 3-dimensional geformt zur optimalen Positionierung des Beckens ohne Druck auf die Spina anterior superior. Mit einfach zu bedienenden Ratschen-Schnallen aus Edelstahl wird die Passform des Gurtes eingestellt. Die Lochriemen am Rahmen sind bis zu 8cm in der Länge verstellbar und gewähren so situationsangepassten variablen Spielraum. Zur Sicherung des Rollstuhlfahrers werden die Becken-Pelotten in der Mitte über einen vernieteten Zahnriemen verbunden.

Anwendung

Für die Becken-Positionierung im Duschrollstuhl, Baderliege, Aktiv-Rollstuhl, Reha-Buggy, Sitzschalen und vieles mehr.

Besondere Merkmale

Facettenartige Ausdünnung des Polstermaterials

im Übergang von der Pelotte zum Befestigungsgurt. Verhindert seitliche Druckstellen am Becken.

Artikel Nr. Farbe schwarz

PL-3DWP-BL-XS für SB 16-24 cm
 PL-3DWP-BL-S für SB 20-32 cm
 PL-3DWP-BL-M für SB 30-40 cm
 PL-3DWP-BL-L für SB 36-46 cm

Schnalle aus V2A

Artikel Nr.
 B-19-ERGO-V2A-BL Gr. XS-S
 B-24-ERGO-V2A-BL Gr. M-L
 Vernietete Zahnriemen
 V-R-19-BL-ERGO-170 Gr. XS-S
 V-R-24-BL-ERGO-170 Gr. M-L

Artikel Nr. Farbe weiß

PL-3DWP-WH-XS für SB 16-24 cm
 PL-3DWP-WH-S für SB 20-32 cm
 PL-3DWP-WH-M für SB 30-40 cm
 PL-3DWP-WH-L für SB 36-46 cm

Schnalle aus V2A

Artikel Nr.
 B-19-ERGO-V2A-BL Gr. XS-S
 B-24-ERGO-V2A-BL Gr. M-L
 Vernietete Zahnriemen
 V-R-19-WH-ERGO-170 Gr. XS-S
 V-R-24-WH-ERGO-170 Gr. M-L

Rohrschellen zur Befestigung des Lochriemens am Rollstuhlrahmen in folgenden Durchmessern lieferbar:

Artikel Nr.

RS-20 Rohrdurchmesser 20mm
 RS-22 Rohrdurchmesser 22mm
 RS-25 Rohrdurchmesser 25mm
 RS-30 Rohrdurchmesser 30mm
 RS-32 Rohrdurchmesser 32mm

A2J GmbH

Technik die verbindet



WATERPROOF

Technische Änderungen und
Irrtümer vorbehalten.
Farbabweichungen in den
Modellausführungen sind möglich.