

**A2J** GmbH

Technik die verbindet

**Der perfekte Halt –  
Zwei in Eins**

**Jetzt Neu!  
mit Anbau-Optionen**

**Stabilität und Komfort  
in 3D - Technik**

**TORSO.LOC**

### Torso.Loc Oberkörper- und Becken- Retraktions-Gurt

Gurtband 25 mm x  
800 mm x 1,3 mm



Endstück/ES-25

TL-3DSR Pelotte mit  
flexiblem Adaptions-  
Flügel



Optional:  
2 oder 3 Finger  
Schnalle für  
Gurtansatz


Torso-Loc Weste aus  
8 mm Neopren, speziell  
kaschiert

weicher Lochriemen,  
verstellbar

Ratschenschnallen  
B-19-ERGO-BL Gr. XS/S  
B-24-ERGO-BL Gr. M/L  
Farben: BL/RED/TR

Zahnriemen  
R-19-BL-ERGO-400 Gr. XS-S  
R-24-BL-ERGO-400 Gr. M-L

## Torso.Loc



#### Zwei in Eins:

Das Torso.Loc-System zeichnet sich aus durch einfaches und schnell anwendbares Handling: die Verbindung der Oberkörper-Weste aus Neopren mit dem Becken-Retraktions-Gurt TL-3DSR reduziert mehrere Arbeitsschritte auf einen Schritt zur optimalen Positionierung.

#### Artikel Nr.

TL-3DSR-XS/TR-W-S, siehe oben Anwendungsbeispiel

#### Anwendung

Zur Oberkörper- und Beckenpositionierung im Rollstuhl, der Sitzschale oder Reha-Buggy. Bei der Anwendung des TorsoLoc Systems, bei liegender PEG Magensonde, muss auf eine mögliche Druckbelastung der Punktions-

stelle und der PEG Sonde geachtet werden.

#### Ausführung

Der Torso.Loc bietet eine exklusive Kombination aus Oberkörper-Positionierung und Becken-Retraktions-Gurt. Die Neopren-Weste hat eine hohe Rückstellkraft und ist individuell anpassbar im Schulterbereich und Sternum für eine sichere Positionierung des Oberkörpers. Weste und Gurt sind über einen weichen und zugfesten Lochriemen im Oberbauch-Bereich verbunden. Der 3D-Becken-Retraktions-Gurt bietet optimale Positionierung des Beckens ohne Druck auf die Spina anterior superior. Mit dem Torso.Loc wird eine optimale Positionierung des Oberkörpers und des Beckens im Rollstuhl gewährleistet.

**Optional:**

Im Schulterbereich  
**Artikel Nr. KSS-25-L-Set**  
 mit 3 Fingern zu öffnen

**Optional:**


Im Schulterbereich  
**Artikel Nr. KSS-25-Set**  
 mit 2 Fingern zu öffnen

**Optional:**

Um den Zahnriemen an der  
 Sitzfläche zu befestigen  
**Artikel Nr. W1-TL-SET**


**Endstück**

**Artikel Nr. ES-25**



**Maße Neopren - Weste**

Artikel Nr.	A	B	C	D	E	F
TL-W-S	31	17	12	16	4	12
TL-W-M	38	20	16	19	5	13
TL-W-L	47	23	19	22	6	14
TL-W-XL	55	26	24	26	6,5	17



**Becken-Retraktions-Gurt**

Artikel Nr.	Größe
TL-3DSR-XS	für SB 16-24 cm
TL-3DSR-S	für SB 20-32 cm
TL-3DSR-M	für SB 30-40 cm
TL-3DSR-L	für SB 36-46 cm

**Ratschenschellen**

**B-19-ERGO-BL Gr. XS-S**  
**B-24-ERGO-BL Gr. M-L**