

# A2J CRAZY HORSE

**FEEL THE SPEED**



**E-POWER**

### EPOWER 400



Super leiser und wartungsfreier Reibrollen-Getriebemotor mit 400 Watt Leistung und Freilauf

- Geschwindigkeit: 6 km/h (zulassungsfrei)
- Geschwindigkeit: 15 km/h nur mit TÜV-Gutachten oder Nutzung auf Privatgelände
- 20 Zoll Hohlkammerfelge, 80 mm breit
- Weißwandreifen 20 x 3.00
- Scheibenbremse 200 mm
- Feststellbremse
- Montage Ständer
- Gewicht 16 KG

### EPOWER 600



Kraftvoller Getriebemotor mit 600 Watt Leistung und Freilauf

- Geschwindigkeit: 6 km/h (zulassungsfrei)
- Geschwindigkeit: 15 km/h, nur mit TÜV-Gutachten oder Nutzung auf Privatgelände
- 20 Zoll Hohlkammerfelge, 80 mm breit
- Jumpin Jack MTB 20 x 2.125
- Scheibenbremse 200 mm
- Feststellbremse
- Montage Ständer
- Gewicht 17,4 KG

### AKTIV-POWER



#### Macht fast jeden Rollstuhl geländetauglich

- Manueller Antrieb über die Greifreifen
- 20 Zoll Vorderrad
  - Decke 20 x 2.00 Innova City
  - Feststellbremse links oder rechts montierbar
  - Scheibenbremse mechanisch 160 mm
  - Lenkungsdämpfer
  - Montageständer
  - Klingel
  - Gewicht 7 KG

# A2J CRAZY HORSE

## Elektrische Zughilfe für den Rollstuhl

Das Crazy Horse wird an Aktiv-Rollstühlen mit festem Vorderbau montiert.

Mit zwei Stahl-Klemmen wird die Zughilfe am Vorderrahmen des Rollstuhls befestigt.

Durch den einfachen Klappmechanismus am Crazy Horse werden die kleinen Räder des Rollstuhls vom Boden angehoben, dadurch entsteht ein handliches Rollstuhl-Gespann mit 3 Rädern.

Ein einfacher Ständer am Crazy Horse hilft beim An- und Abkoppeln..

Eine 200 mm große Bremsscheibe sorgt für effektive Bremsverzögerung und ein zweiter Bremsattel für noch mehr Sicherheit.

Getriebe-Motoren in verschiedenen Leistungsklassen ermöglichen starken Vortrieb und viel Fahrspaß. Bergab kommt der Freilauf im Getriebemotor voll zur Geltung.

Der von uns eingesetzte Hochkapazitäts-Akku mit 36 V 13,4 Ah und 482 Wh sorgt für zuverlässigen und langen Fahrspaß.

Durch eine große Auswahl an Reifen und Profilen ist das Crazy Horse auf nahezu jedem Untergrund einsetzbar.

Gas geben mittels Daumengas mit der linken oder rechten Hand am winkelverstellbaren Lenker: kein Problem.

LCD Display mit Anzeige von Uhrzeit, Geschwindigkeit u.v.a.m. ist Standard.

LED Licht mit Akku-Anschluss bietet mehr passive und aktive Sicherheit.



### Technische Daten

1. Getriebemotor
2. Bremsscheibe 200 mm
3. Adapter mit 2 Bremsätteln
4. Hohlkammerfelge mit 80 mm Breite
5. Schutzblech 80 mm verchromt
6. LED Leuchte mit Akku Anschluss
7. Akku mit 13.4 Ah
8. mechanische Handbremse
9. mechanische Hand-Feststellbremse
10. Daumengas elektrisch
11. LCD Display mit Beleuchtung
12. Klemmen für winkelverstellbaren Lenker
13. Ständer zur schnellen Montage
14. Klemmen zur Rollstuhlbefestigung mit PE Schutzbacken zum Schutz des Rollstuhlrahmens
15. Klappmechanismus
16. Durch die einzigartige Lenkkopfkonstruktion wird ein äußerst stabiles Fahrverhalten und höchste Lenkstabilität in Kurven und beim Geradeauslauf erzielt, zusätzlich verstärken zwei O-Ringe diesen Effekt!



### AKTIV-POWER

Standard Crazy Horse  
Reifen Innova 20 x 2.00  
leicht und strapazierfähig  
Farbe schwarz



### AKTIV-POWER

Crazy Horse nach Maßbogen  
zusammengestellt  
Reifen SPO 20 x 4 1/4  
Fatbike  
Lenker winkelverstellbar  
Schutzblech 80 mm verchromt



### E-POWER 400

Reifen SPO 20 x 3.45  
schmutzunempfindlich  
geeignet für Straße und Sand  
Farbe schwarz



### E-POWER 400

Reifen SPO 20 x 4 1/4  
Fatbike  
geeignet für Straße und Sand  
Farbe schwarz



### E-POWER 400

Reifen SPO 20 x 3.00  
leichtes Profil  
geeignet für Straße und Sand  
Farbe schwarz - weiß



### E-POWER 600

Reifen MTB Jumpin Jack  
20 x 2.125  
starkes Stollenprofil  
geeignet für Schotterpisten  
Farbe schwarz



### E-POWER 600

Reifen SPO 20 x 3.45  
Slick  
geeignet für Straße und Sand  
Farbe schwarz

# A2J CRAZY HORSE

## Zubehör



### Flame

Fatbike Flame

- 25 Zoll Außendurchmesser
- Felge 64 mm breit Alu poliert
- 20 Zoll Greifreifen aus Edelstahl
- Steckachsen wahlweise 12 mm oder 12,7 mm x 104 mm
- Das Rad zeichnet sich durch einen sehr ruhigen Lauf und starke Federwirkung aus



**EPOWER**



### MTB

MTB-Reifen LandCruiser

- 24 Zoll Außendurchmesser
- Strapazierfähige Hohlkammerfelge
- 24 Zoll Greifreifen aus Edelstahl
- Steckachse wahlweise 12 mm oder 12,7 mm x 104 mm
- Die Bereifung wurde speziell für den Outdoor-Einsatz entwickelt