

Crazy HorsEPower 400R

CRAZY HORSE

CRAZY HORSE **EPOWER**



HMV.Nr.: 18.99.04.00

Modell

Elektrische Zughilfe für den Rollstuhl

- 400 Watt kraftvoller Motor ca. 35 Nm
- Fahrfunktion vorwärts und rückwärts
- Geschwindigkeit 6 km/h zulassungsfrei
- 30 km/h oder mehr für die Nutzung auf privatem Gelände
- Tempomat

Anwendungsbereich



Für Aktivitäten außerhalb der Wohnung:

- rollt leichter über jeden Untergrund
- auf Kopfsteinpflaster
- Gehwege die zu einer Seite abfallen
- Kieswege, Schotterstraßen, Waldwege
- Leichte Schwellen und Stufen
- Sandstrand
- Kiesstrand
- Wiesen
- Städtereisen und vieles mehr



Lenkkopf

Durch die einzigartige Lenkkopfkonstruktion wird ein äußerst stabiles Fahrverhalten und höchste Lenkstabilität in Kurven und beim Geradeauslauf erzielt, zusätzlich verstärken zwei Federn diesen Effekt!



Kinderleicht

400R mit Lochfelgen 36 Volt - 20 Zoll Räder hinten auf 80 mm Felgen und 80 mm Naben



Besondere Merkmale



- Rahmenschutz aus Kunststoff
- Hand-Feststellbremse
- 48 Volt Akku
- Licht mit Hupe
- Rückwärtsgang
- Tempomat
- Drehgasgriff
- Optional: Tetra-Lenker

