

Crazy HorsEPower 600R

CRAZY HORSE

CRAZY HORSE **EPOWER**



HMV.Nr.: 18.99.04.00

Modell

Elektrische Zughilfe für den Rollstuhl

- 1400 Watt kraftvoller Motor ca. 85 Nm
- Fahrfunktion vorwärts und rückwärts fahren
- Geschwindigkeit 6 km/h zulassungsfrei
- 15 km/h TÜV- Zulassung erforderlich oder Nutzung auf Privatgelände
- 30 km/h oder mehr für die Nutzung auf privatem Gelände
- Tempomat

Besondere Merkmale



- Rahmenschutz aus Kunststoff
- Hand-Feststellbremse
- 48 Volt Akku
- Licht mit Hupe
- Rückwärtsgang
- Tempomat
- Drehgasgriff
- Optional: Tetra-Lenker



Anwendungsbereich



Für Aktivitäten außerhalb der Wohnung:

- rollt leichter über jeden Untergrund
- auf Kopfsteinpflaster
- Gehwege die zu einer Seite abfallen
- Kieswege, Schotterstraßen, Waldwege
- Leichte Schwellen und Stufen
- Sandstrand
- Kiesstrand
- Wiesen
- Städtereisen und vieles mehr

