

PELVI.LOC® PL-2DB

PELVI.LOC® PL-2D Oberschenkelgürte

HMV.Nr.: 18.99.99.0905



Modell

2D-Gurt für Rollstuhlfahrer - leichtes Anlegen am Oberschenkel für große Sicherheit

Mit einfach zu bedienenden Ratschen-Schnallen wird der Gurt am Rahmen befestigt. Die Lochriemen am Rahmen sind bis zu 6cm in der Länge verstellbar und gewähren so situationsangepassten variablen Spielraum.

Zur Sicherung des Rollstuhlfahrers werden die Oberschenkel-Pelotten in der Mitte über einen Zahnriemen verbunden, der zur Sicherheit zusätzlich in einer Lasche geführt wird, um Verletzungen zu vermeiden.

Ausführung

Langlaufschlitten mit:

- **PL-3DSRR-M** 3D-Schale Reverso mit gedrehtem Zahnriemen und Lochriemen-Set
- **PL-2DB-XS** Oberschenkel-Gurt vorne




Zusatzartikel

Rohrschellen zur Befestigung des Gurtes am Rollstuhlrahmen in folgenden Durchmessern lieferbar:

Artikelnummern

- RS-20:** Rohrdurchmesser 20 mm
- RS-22:** Rohrdurchmesser 22 mm
- RS-25:** Rohrdurchmesser 25 mm
- RS-30:** Rohrdurchmesser 30 mm
- RS-32:** Rohrdurchmesser 32 mm



Anwendungsbereich

- Sicheres Fahren mit der 2D-Becken-Positionierung im Rollstuhl und Aktiv-Rollstuhl.
- Auch als Thoraxpositionierung im Stehgerät einsetzbar.

Artikelnummern

- PL-2DB-XXS** für SB 12-20 cm
- PL-2DB-XS** für SB 16-24 cm
- PL-2DB-S** für SB 20-32 cm
- PL-2DB-M** für SB 30-40 cm
- PL-2DB-L** für SB 36-46 cm
- PL-2DB-XL** für SB 44-52 cm



Technische Daten

	XXXS Bambino	XXS	XS	S	M	L	XL
Sitzbreite (cm)		12 - 20	16 - 24	20 - 32	30 - 40	36 - 46	44 - 52
Polstergröße (cm)		12 x 7	17 x 7	20 x 7	22 x 8	25,5 x 8	28,5 x 9
Gewicht (g)		200	220	220	280	280	280
Sollbruchstelle (bei ca. kg)		40	60	60	80	80	8

Zahnband Gr. XXS	1,4 x 0,2 x 14,0 cm	Produkt ist latexfrei 	 LIZENZIERTER PARTNER REG. NR. DE5914274696739-V
Zahnband Gr. XS - S	1,9 x 0,2 x 17,0 cm		
Zahnband Gr. M - L - XL	2,4 x 0,2 x 17,0 cm		
Ratschenschnalle Gr. XXXS	B-14-STAR-BL		
Ratschenschnalle Gr. XXS	B-14-GO-BL		
Ratschenschnalle Gr. XS - S	B-19-ERGO-BL		
Ratschenschnalle Gr. M - L - XL	B-24-ERGO-BL		