

PELVI.LOC® PL-3DSR Reverso

PELVI.LOC® PL-3D Beckengurte

HMV.Nr.: 26.99.02.2000



Modell

Die Becken-Pelotten sind 3-dimensional geformt zur optimalen Fixierung des Beckens ohne Druck auf die Spina anterior superior. Mit einfach zu bedienenden Ratschen-Schnallen wird die Passform des Gurtes eingestellt. Die Lochriemen am Rahmen sind bis zu 6cm in der Länge verstellbar und gewähren so situationsangepassten variablen Spielraum. Zur Sicherung des Rollstuhlfahrers werden die Becken-Pelotten in der Mitte über einen Zahnriemen verbunden, der zur Sicherheit zusätzlich in einer Lasche geführt wird, um Verletzungen zu vermeiden.

Ausführung

Anwendungsbeispiel:

- Sitzschale mit **PL-3DSR** Beckenretraktions-Gurt

Anwendungsbereich

Für die Becken- Positionierung in der Sitzschale.

Besondere Merkmale

Die Zahnriemen bleiben seitlich an der Sitzschale befestigt. Zum Umsetzen werden nur die Pelotten abgenommen. Die Fein-Justierung der Pelotten zueinander wird über den Lochriemen eingestellt.

Die facettenartige Ausdünnung des Polstermaterials im Übergang von der Pelotte zum Zahnriemen verhindert seitliche Druckstellen am Oberschenkel.

Artikelnummern

PL-3DSR-XXS für SB 12-20 cm
PL-3DSR-XS für SB 16-24 cm
PL-3DSR-S für SB 20-32 cm
PL-3DSR-M für SB 30-40 cm
PL-3DSR-L für SB 36-46 cm
PL-3DSR-XL für SB 44-52 cm

Technische Daten

	XXXS Bambino	XXS	XS	S	M	L	XL
Sitzbreite (cm)		12 - 20	16 - 24	20 - 32	30 - 40	36 - 46	44 - 52
Polstergröße (cm)		15 x 7	18 x 7	21 x 8	25,5 x 8	26,5 x 8,5	28,5 x 9
Gewicht (g)		220	220	220	280	280	280
Sollbruchstelle (bei ca. kg)		60	60	60	80	80	80

Zahnband Gr. XXXS - XXS	1,9 x 0,2 x 40,0 cm	<p>Produkt ist latexfrei</p> 	 <p>LIZENZIIERTER PARTNER REG.NR. DE5934274696739-V</p>
Zahnband Gr. XS - S	1,9 x 0,2 x 40,0 cm		
Zahnband Gr. M - L - XL	2,4 x 0,2 x 40,0 cm		
Ratschenschnalle Gr. XXXS			
Ratschenschnalle Gr. XXS	B-19-ERGO-BL		
Ratschenschnalle Gr. XS - S	B-19-ERGO-BL		
Ratschenschnalle Gr. M - L - XL	B-24-ERGO-BL		
Lochriemen Gr. XXS - XS - S	V-LR-19-BL-110 und V-LR-19-BL-140		
Lochriemen Gr. M - L - XL	V-LR-24-BL-110 und V-LR-24-BL-140		