

# PELVI.LOC® PL-3DSRR Reverso mit Zahnriemen

PELVI.LOC® PL-3D Beckengurte

HMV.Nr.: 26.99.02.2000



## Modell

### Becken-Retraktions-Gurt für Sitzschalen

Die Becken-Pelotten sind 3-dimensional geformt zur optimalen Fixierung des Beckens ohne Druck auf die Spina anterior superior.

Die 3D-Pelotten werden fest mit dem Zahnriemen und Lochriemen verschraubt.

In der Lieferung enthalten sind Zahnriemen **R-19/24-BL-ERGO-400** und Druckschnalle **B-19/24-Star**.

## Zusatzartikel

Lochriemen Set, Paarweise lieferbar

- Breite: 19/24 mm
- Länge: 115 mm

Lochriemen mit Schnalle und Rohrschelle zur Befestigung am Rahmen, auch in anderen Zusammenstellungen möglich.

Beispiel:

- Lochriemen 24 mm breit x 115 mm lang und **B-24-ERGO**

### Artikelnummern

**LR-R-19-BL/B-19-ERGO-TR**  
**LR-R-24-BL/B-24-ERGO-TR**



## Anwendungsbereich

Für die Becken- Positionierung in der Sitzschale oder im Reha-Buggy.

## Besondere Merkmale

Die Ratschen-Schnallen werden seitlich an der Sitzschale oder Reha-Buggy befestigt. Der Beckenretraktionsgurt wird mit den Zahnriemen seitlich in die Schnallen geschoben.

Die Fein-Justierung der Pelotten zueinander kann über den Lochriemen eingestellt werden.

Die facettenartige Ausdünnung des Polstermaterials im Übergang von der Pelotte zum Zahnriemen verhindert seitliche Druckstellen am Oberschenkel.

### Artikelnummern

**PL-3DSRR-XS** für SB 16-24 cm  
**PL-3DSRR-S** für SB 20-32 cm  
**PL-3DSRR-M** für SB 30-40 cm  
**PL-3DSRR-L** für SB 36-46 cm

## Technische Daten

	XXXS Bambino	XXS	XS	S	M	L	XL
Sitzbreite (cm)			16 - 24	20 - 32	30 - 40	36 - 46	
Polstergröße (cm)			18 x 7	21 x 8	25,5 x 8	26,5 x 8,5	
Gewicht (g)			220	220	280	280	
Sollbruchstelle (bei ca. kg)			60	60	80	80	

Zahnband Gr. XXXS - XXS		Produkt ist latexfrei 	 LIZENZIIERTER PARTNER REG. NR. DE5914274896739-V
Zahnband Gr. XS - S	1,9 x 0,2 x 40,0 cm		
Zahnband Gr. M - L - XL	2,4 x 0,2 x 40,0 cm		
Ratschenschnalle Gr. XXXS			
Ratschenschnalle Gr. XXS			
Ratschenschnalle Gr. XS - S	B-19-STAR-BL		
Ratschenschnalle Gr. M - L - XL	B-24-STAR-BL		
Lochriemen			