

## PELVI.LOC® PL-OPS-Maß

PELVI.LOC® / Torso.Loc Oberkörperpositionierung



HMV.Nr.: 18.99.99.0906

### Modell

Unser Oberkörper-Positionierungs-System ist individuell anpassbar. Nach Ihren Maßangaben fertigen wir das System für ein sicheres Sitzen mit Oberkörperstabilisierung. Für den Autotransport von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen bietet das System ein einfaches und schnell anwendbares Handling, die Oberkörperpositionierung ist in wenigen Handgriffen montiert.

### Oberkörperpositionierung

in wenigen Handgriffen montiert!

### Zusatzartikel

Verschiedene Sicherheitsschnallen für die unterschiedlichen Anforderungen. Zur Erschwerung des ungewollten Öffnens des Bauchgurtes.



### Artikelnummer: SF-2

Segufix Magnetverschluss mit 2 Magnet-Verschlüssen incl. 2 Sicherheitsschlüssel zum Öffnen des Systems. Nur nach Anfrage und Absprache möglich!

### Artikelnummern

**KSS-S-50** 3 Finger Schnalle

**KSS-50** 2 Finger Schnalle

**SKS-50-SF** Steckschloß mit Sicherheitsfunktion (Stiftöffnung)

### Anwendungsbereich

Zur Oberkörper-Positionierung, Stabilisierung im Rollstuhl, Pflegerollstuhl, Auto-Sitz, uvm..

### Besondere Merkmale

PL-OPS bestehend aus:

- Schultergurte gepolstert
- Leibteil mit seitlicher Stabilisierung
- Sitzhose
- Befestigungsgurt für die Rückenlehne
- Je nach Alter des Kindes Sitzkeil erforderlich
- Immer zusätzlich mit dem 3-Punkt-Gurt im PKW sichern !!!

Artikelnummern: **PL-OPS-Maß**



### Artikelnummer: KSS-S-50

Kunststoff Sicherheits Steckschloß, mit drei Fingern zu öffnen in schwarz aus Acetal



### Artikelnummer: KSS-50

Kunststoff-Steckschloß, mit zwei Fingern zu öffnen in schwarz aus Nylon. Fixations-Verschluß verhindert das Öffnen des Bauchgurtes.



### Artikelnummer: SKS-50-SF

Steckschloß aus Metall 50mm breit mit Sicherheitsfunktion (Stiftöffnung).