

PELVI.LOC® PL-OPS-Maß KID

PELVI.LOC® / Torso.Loc Oberkörperpositionierung

HMV.Nr.: 18.99.99.0906



Modell

Unser Oberkörper-Positionierungs-System **KID** ist individuell anpassbar. Nach Ihren Maßangaben fertigen wir das System für ein sicheres Sitzen mit Oberkörperstabilisierung im vorhandenen Kindersitz. Für den Autotransport von Kindern, bietet das System ein einfaches und schnell anwendbares Handling, die Oberkörperpositionierung ist in wenigen Handgriffen montiert.

Oberkörperpositionierung

in wenigen Handgriffen montiert!

Zusatzartikel

Verschiedene Sicherheitsschnallen für die unterschiedlichen Anforderungen. Zur Erschwerung des ungewollten Öffnens des Bauchgurtes.



Artikelnummern

KSS-S-50 3 Finger Schnalle

KSS-50 2 Finger Schnalle

SKS-30-SF Steckschloß mit Sicherheitsfunktion (Stiftöffnung)

Anwendungsbereich

Zur Oberkörper-Positionierung, Stabilisierung im Auto-Sitz.

Besondere Merkmale

PL-OPS-Maß KID bestehend aus:

- Schultergurte gepolstert
- Leibteil mit seitlicher Stabilisierung
- Sitzhose
- Befestigungsgurt für die Rückenlehne des Kindersitzes
- Je nach Alter des Kindes Sitzkeil erforderlich
- Immer zusätzlich mit dem 3-Punkt-Gurt im PKW sichern !!!

Artikelnummern: PL-OPS-Maß KID




Artikelnummer: KSS-S-50

Kunststoff Sicherheits Steckschloß, mit drei Fingern zu öffnen in schwarz aus Acetal



Artikelnummer: KSS-50

Kunststoff-Steckschloß, mit zwei Fingern zu öffnen in schwarz aus Nylon. Fixations-Verschluß verhindert das Öffnen des Bauchgurtes.



Artikelnummer: SKS-30-SF

Steckschloß aus Metall 30 mm breit mit Sicherheitsfunktion (Stiftöffnung).