

PELVI.LOC® PL-RR Ristriemen

PELVI.LOC® Fußpositionierung

HMV.Nr.: 18.99.99.0305

Ristriemen

Die gepolsterten Rist-Riemen dienen zur Befestigung der Füße an Fußschalen oder Fußstützen, die Polsterung ist ausgerichtet auf die Vermeidung von Druckstellen.



Besondere Merkmale

Einfaches Öffnen und Schließen mit einer Hand.
In vielen Schnallen- und Zahnriemen-Varianten möglich!
Lieferung nur paarweise!


Artikelnummern

- **PL-RR-XS**: Länge min.19 cm **B14-GO-BL** und **R14-GO-110**, Länge max. 27 cm
- **PL-RR-S**: Länge min. 20 cm **B24-LU-JU** und **R24-BL-170**, Länge max. 27 cm
- **PL-RR-M**: Länge min. 24 cm **B24-LU-JU** und **R24-BL-195**, Länge max. 31 cm
- **PL-RR-L**: Länge min. 24 cm **B24-LU-JU** und **R24-BL-225**, Länge max. 36 cm
- **PL-RR-XL**: Länge min. 29 cm **B24-LU-JU** und **R24-BL-225**, Länge max. 51 cm
- **PL-RR-GO-S**: Länge min.20 cm **B19-GO-BL** und **R19-GO-BL-350**, Länge max. 27 cm
- **PL-RR-GO-M**: Länge min. 24 cm **B19-GO-BL** und **R19-GO-BL-350**, Länge max.31 cm

Im Lieferumfang enthalten

Befestigungswinkel-Set, **BS-BL-25-SET** mit Schrauben und Muttern.

Alle Teile nur paarweise lieferbar!



Anwendungsbereich

Die gepolsterten Rist-Riemen dienen zur Befestigung der Füße an Fußschalen oder Fußstützen, die Polsterung ist ausgerichtet auf die Vermeidung von Druckstellen. Mithilfe von Ratschenschnallen und Zahnbändern wird der Fuß sicher fixiert.



Modell PL-RR

Polstergröße über alles bei:

- **Gr.: XS-S** 17,5 cm x 5,0 cm, Gesamtlänge 21,0 cm
- **Gr.: M** 17,5 cm x 5,0 cm, Gesamtlänge 23,5 cm
- **Gr.: L** 17,5 cm x 5,0 cm, Gesamtlänge 23,5 cm, gleiche Polstergröße wie Gr. M



Modell PL-RR

Polstergröße über alles bei:

- **Gr.: XL** 24,0 cm x 7,0 cm, Gesamtlänge 35,0 cm



Modell PL-RR-GO

Polstergröße über alles bei:

- **Gr.: S** 20,0 cm, Gesamtlänge 27,0 cm
- **Gr.: M** 24,0 cm, Gesamtlänge 31,0 cm

Technische Daten

PL-RR	XS	S	M	L	XL
Polstergröße (cm)	17,5 x 5	17,5 x 5	25,5 x 8	25,5 x 8	24 x 7
Gesamtlänge (cm) minimal	19	20	24	24	29
Gesamtlänge (cm) maximal	27	27	31	36	51
Zahnriemen	R-14-GO-110	R-24-BL-170	R-24-BL-195	R-24-BL-225	R-24-BL-225

Produkt ist latexfrei





Technik die verbindet
Technology that connects

Schnalle	B-14-GO-BL	B-24-LU-JU	B-24-LU-JU	B-24-LU-JU	B-24-LU-JU
----------	------------	------------	------------	------------	------------

PL-RR-GO	XS	S	M	L	XL	Produkt ist latexfrei 	
Polstergröße (cm)		17,5 x 5	25,5 x 8				
Gesamtlänge (cm) minimal		20	24				
Gesamtlänge (cm) maximal		27	31				
Zahnriemen		R-19-GO-BL-350	R-19-GO-BL-350				
Schnalle		B-19-GO-BL	B-19-GO-BL				