

## PELVI.LOC® PL-W

PELVI.LOC® / Torso.Loc Oberkörperpositionierung

HMV.Nr.: 18.99.99.0906



### Modell


#### Neopren-Weste Classic ohne Reißverschluss

Unsere Neopren-Westen sind individuell anpassbar. Für eine sichere Positionierung des Oberkörpers im Rollstuhl.

### Anwendungsbereich

Zur Oberkörper-Positionierung, Stabilisierung im Rollstuhl, Pflegerollstuhl.

### Piktogramm PL-W



| Artikelnummer | A  | B  | C  | D  | E   | F  |
|---------------|----|----|----|----|-----|----|
| PL-W-S        | 31 | 22 | 12 | 16 | 4   | 12 |
| PL-W-M        | 38 | 29 | 16 | 19 | 5   | 13 |
| PL-W-L        | 47 | 37 | 19 | 22 | 6   | 14 |
| PL-W-XL       | 55 | 45 | 24 | 26 | 6,5 | 17 |

### Besondere Merkmale

**Material:** Neopren 7 mm kaschiert, sorgt für eine hohe Rückstellkraft im Schulterbereich.