

PELVI.LOC® / Torso.Loc Zwei in Eins TL-3DSR & TL-W

PELVI.LOC® / Torso.Loc Oberkörperpositionierung

HMV.Nr.: 18.99.99.0906



Modell

Der Torso.Loc bietet eine exklusive Kombination aus Oberkörper-Positionierung und Becken-Retraktions-Gurt. Die Neopren-Weste hat eine hohe Rückstellkraft und ist individuell anpassbar im Schulterbereich und Sternum für eine sichere Positionierung des Oberkörpers. Weste und Gurt sind über einen weichen und zugfesten Lochriemen im Oberbauch-Bereich verbunden. Der 3D-Becken-Retraktions-Gurt bietet optimale Fixierung des Beckens ohne Druck auf die Spina anterior superior. Mit dem Torso.Loc wird eine optimale Positionierung des Oberkörpers und des Beckens im Rollstuhl gewährleistet.



Besondere Merkmale

Zwei in Eins: Das Torso.Loc-System zeichnet sich aus durch einfaches und schnell anwendbares Handling: die Verbindung der Oberkörper-Weste aus Neopren mit dem Becken-Retraktions-Gurt TL-3DSR reduziert mehrere Arbeitsschritte auf einen Schritt zur optimalen Positionierung.

Artikelnummer: TL-3DSR-XS / TL-W-S

Anwendungsbereich

Zur Oberkörper- und Beckenpositionierung im Rollstuhl, der Sitzschale oder Reha-Buggy. Bei der Anwendung des Torso.Loc Systems, bei liegender PEG Magensonde muss auf eine mögliche Druckbelastung der Punktionsstelle und der PEG Sonde geachtet werden.

Bestehend aus Becken-Retraktions-Gurt




Artikelnummern

TL-3DSR-XS für SB 16-24 cm
TL-3DSR-S für SB 20-32 cm
TL-3DSR-M für SB 30-40 cm
TL-3DSR-L für SB 36-46 cm

Bestehend aus Neopren-Weste



Piktogramm Neopren-Weste



Artikelnummer	A	B	C	D	E	F
TL-W-S	31	22	12	16	4	12
TL-W-M	38	29	16	19	5	13
TL-W-L	47	37	19	22	6	14
TL-W-XL	55	45	24	26	6,5	17

Technische Daten TL-3DSR

	XS	S	M	L	Produkt ist latexfrei 	 LIZENZIIERTER PARTNER REG. NR. DE5914274696739-V
Sitzbreite (cm)	16 - 24	20 - 32	30 - 40	36 - 46		
Polstergröße (cm)	18 x 7	20 x 11	23 x 13	25,5 x 14		
Gewicht (g)	220	220	280	280		
Sollbruchstelle (bei ca. kg)	60	60	80	80		
Zahnband	1,9 x 0,2 x 40,0 cm	1,9 x 0,2 x 40,0 cm	2,4 x 0,2 x 40,0 cm	2,4 x 0,2 x 40,0 cm		